

穩提波

WINBACK

TECAR+HiEMS HiTENS

強化肌肉力量 ●

重塑面部肌肉 ●

補強老化流失 ●

全臉重訓
練回少女肌

操作時間/頻率

每次操作時間約20~30分鐘

密集訓練期 每週1~2次

快速喚醒神經傳導、增加肌肉張力與厚度。
建議連續進行6-8次。

穩定鞏固期 每2週1次

穩定筋膜鎖定效果，讓組織適應新的高位結構。

定期維護期 每月1次

就像定期健身一樣，對抗心引力導致的自然流失。

合併療程搭配

- 抽脂/體雕術後：極速消腫與預防硬塊
- 注射類療程術前：軟化局部組織，優化效果
- 注射類療程術前：軟化局部組織
- 搭配電波音波療程：延長電音波效果，加強肌肉支撐
- 搭配雷射/光電療程：加速皮膚修復，抑黑退紅

WINBACK DNA

創立自2013年的法國·Winback的使命在於打破治療界限
首創將臨床專業評估、手技觸感治療與運動修復醫學整合於單一療程之中。

BETTER


優化·肌肉訓練

FASTER

高效·康復進程

GENTLER

溫和·患者感受





改善抽脂後攣縮

結合CET與RET搭配Hi-TENS，精準軟化術后僵硬組織、加速淋巴消腫。

單次療程見證：
關節活動度顯著提升
受損軟組織沾黏明顯下降

7天強化肌肉力量



1次療程

2次療程


3次療程

4次療程

5次療程

6次療程

7次療程



1次療程

2次療程


3次療程

4次療程

5次療程

6次療程

7次療程



單次增加肌肉力量



單次豐盈蘋果肌




治療原理

THE MECHANISM



WINBACK TECAR：量子賦能 · 重塑細胞生機

- 量子共振：喚醒細胞源動力，回溯年輕狀態
- 高頻流轉：300kHz-1MHz高頻賦活，加速氧分傳輸
- 自癒平衡：深度啟動修復機制，成就身心平衡




WINBACK 的能量隨著快速電訊號的影響，
使細胞通道蛋白的離子流動性高，細胞膜滲透性高。

※100KHz以下時，細胞膜是絕緣體。



找到療程的
最佳規格



穩提波
WINBACK

20
mins

全層抗衰



衛部醫器輸字第038530號



台北辦公室：11494 台北市內湖區行愛路57號2樓
台中辦公室：40880 台中市南屯區龍富路4段53號
高雄辦公室：80457 高雄市鼓山區明誠四路288號27樓
TEL：(02)2793-9255 FAX：(02)2793-9022

WINBACK 僅供內部教育訓練使用

功率
2 x 100W

處理器
四核心(2channels)

頻率
TECAR：300 kHz, 500 kHz, 1000 KHz
Hi-TENS：2 Hz, 5 Hz, 25 Hz
Hi-EMS：1500 Hz, 4000 Hz

功能
CET：deep, soft, dynamic
Hi-TENS：manual, acute, chronic
Hi-EMS：focal, radial, dynamic MIX：pulse
SWAP：alternate RET and Hi-TENS

依據ISO13485標準製造
CE0068 認證製造-MTIC醫療